

MBP007 Hi-Sickle Kit

(Solubility Test for detection of Hemoglobin S) (English)

Kit Contents

Product Code	Reagents/ Materials provided	MBP007
		For 50 Tests
DS0098	Potassium phosphate, dibasic, anhydrous, A.R.	2X 10.75g
DS0099	Potassium phosphate, monobasic, anhydrous, A.R.	2X 8.45g
DS0100	Saponin, A.R.	2X 50mg
DS0101	Sodium dithionite,A.R.	2X 500mg
ML024	Molecular Biology Grade Water	2X 50ml

Other materials provided with the kit

Materials	For 50 Tests
Dropper	1no.
Empty Reaction Tubes	50nos.
Test Tube Stand	1no.
Sample Dropper	50nos.

Introduction

Human hemoglobin is formed from two pairs of globin chains each with a heme group attached. The binding of a heme group into the heme pocket in each chain is vital for the oxygen- carrying capacity of the molecule and stabilizes the whole molecule. Alterations in the structure of hemoglobin are usually brought about by point mutations that affect the coding for amino acids in the globin chains. In sickle cell anemia, a point mutation (GAG to GTG) in the β- chain at codon position 6 results in the encoding of a valine instead of normal glutamine. The resulting abnormal β- chains combine with normal β- chains to form abnormal hemoglobin S (HbS). HbS is poorly soluble in low oxygen tension situations forming a gel and polymerizing into fibrillary structures or tactoids. This distorts the red blood cells causing them to become rigid and sickled.

- HbA Normal Hemoglobin**
- HbAS Sickle cell trait**
- HbS Sickle cell anemia**

Individuals with sickle cell anemia (Homozygous S/S) may have early mortality with vascular occlusions of multiple organ system, severe hemolytic anemia and hypoxia. Individuals with sickle cell trait (Heterozygous A/S) are usually asymptomatic. However, under certain conditions of reduced oxygen tension such as hypoxia during anesthesia, flight in poorly pressurized airplanes, severe pneumonia, these individuals can experience a sickle cell crisis.

Hi-Sickle Kit

This kit is based on the solubility difference between HbS and HbA in Solubility Test Reagent. When red cells are introduced into such a solution, they lyse immediately. The hemoglobin released from the lysed red cells, is reduced by Reagent Mix provided with the kit. This reaction causes precipitation of HbS leading to turbidity of the reaction mixture. However, HbA, as well as other hemoglobins are soluble leading to clarity in the reaction mixture.

This test is simple and stable screening test, however the samples that are tested positive should be confirmed by electrophoresis so as to reduce the chances of False Positives.

Precautions while handling reagents

- Reagent for laboratory use only.
- Do not pipette by mouth.
- The reagent can be damaged due to microbial contamination or on exposure to extreme temperature.
- Use reagent of same lot numbers. Do not interchange reagent of different lot numbers.

Quality Control

Each test should be performed with a known positive and negative blood sample.

- 1
- 2
- 3

.....

साठजम

जटीनूसार साठजम केल्याचें) दोन वर्षांपर्यंत वापरल्यास योग्य रचतात.
उत्पार केल्लेचे रसायनिक मिश्रण 2-8 डिग्री सेल्शियसला चार दिवस टिकचे.

मुमुना गोळ्य करल्याची पद्दत आणिक पुर्वतपाची

संयुर्ग रखाचा मुमुना एका मोळज-विरोधी घटक असलेल्या परिशा नळीत गोळा व्हा. (गोलज -विरोधी घटक : इ हि टी ए. सोडिअम सिट्रेट. सोडिअम वा पोटेशिअम ऑक्सालेट किंवा हेपॅरिन). परिशामयुर्ग आहार किंवा पेववार कुठल्याही प्रकारच्या बंधगाची आवश्यकता नाहीं.

सामान्य तपाशीवावळेचे नियम :

- मॉलिक्युलर बायोलॉजी दर्जाचे पाणी (एन एल 024) मध्ये निर्जंतित डायबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर (डीएस0098), निर्जंतित मोनोबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर (डीएस0099), सॅपोनिन, ए. आर (डीएस0100) व सोडिअम डायथायोनाइटचे. ए. आर (डीएस0101) आवश्यक प्रमाणात घ्यावेत. हे रसायनिक मिश्रण असेल.
- हे मिश्रण संयुर्ग स्पष्ट होईपर्यंत जोरदार घुसळा. दुबदुबुडे रिव्हर होऊ द्या जोरपर्यंत ते पूर्णपणे निवळ बनेल.
- हे विद्राव्यात परिशम मिश्रण तयार झाले.

सुचना : प्रत्येक प्रयोगापूर्वी हे मिश्रण ताजे / नवीन बनवलेले असावे.

नुगीचा संख्या	रसायनिक	स्वच्छ आणि स्पष्ट पाण्याची मात्रा
25	मॉलिक्युलर बायोलॉजी दर्जाचे पाण्यामध्चे (एन एल 024) 10.75 ग्रॅम निर्जंतित डायबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर (डीएस0098), 8.45 ग्रॅम निर्जलीत मोनोबेसिक पोटेशिअम फॉ्फेट, ए. आर (डीएस0099), 50मिलीग्रॅम सॅपोनिन, ए. आर (डीएस0100) व 500मिलीग्रॅ म सोडिअम डायथायोनाइट, ए. आर (डीएस0101) घ्या.	संघासोबत दिलेल्या 50 मिली लिटर मॉलिक्युलर बायोलॉजी दर्जाचे पाणी (एन एल 024) वजन केल्ल्या रसायनांमध्ये घ्यावेत. हे मिश्रण जोरदार घुसळून एकत्र करावे व दुबदुबुडे रिव्हर होऊ घाबेत. मिश्रण स्वच्छ /निवळ होईल.
50	एका स्वच्छ रिकाम्या पावदर्शी वाटलीमध्ये (संघासोबत दिलेली नाही) 21.5 ग्रॅम निर्जंतित डायबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर (डीएस0098),16.9 ग्रॅम निर्जलीत मोनोबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर (डीएस0099), 100मिलीग्रॅम सॅपोनिन, ए. आर (डीएस0100) व 1ग्रॅ म सोडिअम डायथायोनाइट, ए. आर (डीएस0101) घ्या.	संघासोबत दिलेल्या 100 मिली लिटर मॉलिक्युलर बायोलॉजी दर्जाचे पाणी (एन एल 024) वजन केल्ल्या रसायनांमध्ये घ्यावेत. हे मिश्रण जोरदार घुसळून एकत्र करावे व दुबदुबुडे रिव्हर होऊ घाबेत. मिश्रण स्वच्छ / निवळ होईल.

वृत्ती :

- एका रिकाम्या परिशामयुर्ग निर्जलीत डायबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर (डीएस0098) निर्जलीत मोनोबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर (डीएस0099), सॅपोनिन, ए. आर (डीएस0100) व सोडिअम डायथायोनाइट, ए. आर (डीएस0101) ची आवश्यक मात्रा मग्यु घ्या. हे रसायन मिश्रण जाहे.
- एका परिशामयुर्ग मॉलिक्युलर बायोलॉजी दर्जाचे पाणी (एन एल 024) हे, 'सामान्य तपाशीवाळ मासिडी' ह्या स्वदनमध्ये मुमुने केल्यामुळे टाकचे.
- परिशामयी 00 सेकंद जोरदार स्वच्छ / घुसळा आणि मग्युर दुबदुळ्याची रिव्हर होऊ घ्या. जाता विद्राव्यात चाष्णीचाठी रसायन तयार जावे. (सामान्य तपाशीवाळ मासिडीचा संदर्भ घ्या)
- अॅम्ब ड्रॉपर (संघत पुढेकेल्या) ह्या मदतीने हळूवारपणे प्रत्येक परिशामयुर्ग ताजे गोळा केल्ल्या रखाच्या एक बेंब माग घ्या.
- सुचना : जर रखाचा मुमुना ताजे नसेल तर, मोळज-विरोधी घटककुस रक्त घाबते.
- 10-15 सेकंदासाठी परिशामयुर्ग हळुवार स्वच्छवी.
- येव्हीत 10 मिनिटे परिशामयुर्ग खोली लाग्तानाच रसायन लेव्णू घ्याना.
- संघात दिलेल्या परिशामयुर्ग स्टॅंड / पात्रामध्ये परिशामयुर्ग ठेवुन पावदर्शकता / अपचारदर्शकतेचे निरिक्षण करा.

निकालाचे स्पष्टिकरण :

परिशामयुर्ग स्टॅंडमध्ये वेळव्यान्तर, स्टॅन्डमधील वाष्पांतर असलेल्या रेषांची निकालासाठी तुलना करा.

- नकारात्मक – जर मिश्रण / ड्रायंग साफ / पावदर्शक अस्तु रखाचा रेषा दिसत असातील.
- सकारात्मक – जर ड्रायंग अस्पष्ट / अपावदर्शक अस्तु काळ्या रेषा दिसत नसातील.

अनु. क्र.	गडुळता	स्वच्छता	परिशामनीतून काळ्या रेषा दिसणे	स्पष्टिकरण
1	नाही	हो	हो	सामान्य पेशी
2	हो	नाही	नाही	दात्र पेशी

परिशमण प्रतिशमंसाठी क्वच्या पृष्ठ क्रमांक २ पहा

नोंद :

- सामान्य, स्वच्छ व्यक्तींकडून 'नकारात्मक' निराश्रित रखाचा मुमुना घेतला जाऊ शकतो.
- सर्व सकारात्मक परिणामांची खात्री अगतेच जेल इलेक्ट्रोफोरेसीस (एच बी पी 001 आणि एच बी पी 008) व्ज्यार कराची.
- ऑटोम उपचारासाठी चाष्णीचे निकाल वैदनकीय निकर्मासोबत पडळाळवे जायत.

Storage

Do not exceed the temperature above 50° C as the chemicals may absorb moisture and form clumps. Avoid direct exposure to sunlight. The powders in the solubility kit have a shelf life of two year (if stored at mentioned conditions).
The prepared reagent solution can be stored at 2-8° C for 4 days.

Specimen Collection and Preparation

Collect whole blood in an anticoagulant containing tube (EDTA, sodium citrate, sodium or potassium oxalate or heparin). No restriction on food or fluids prior to testing is necessary.

General Preparation Instructions

- Add required quantity of Potassium phosphate, dibasic, anhydrous, A.R (DS0098), Potassium phosphate, monobasic, anhydrous, A.R (DS0099), Saponin, A.R (DS0100) and Sodium dithionite, A.R (DS0101) to the Molecular Biology Grade water bottle (ML024). This is Reagent Mix.
- Vigorously mix the suspension till the solution becomes completely clear. Allow the bubbles to settle.
- This is the ready to use Solubility Test Reagent.

NOTE: The reagent should be freshly prepared before each experiment. Table 1:

No. of Preparations	Amount of powders	Instructions
25	Add 10.75 g of Potassium phosphate, dibasic, anhydrous, A.R (DS0098), 8.45 g of Potassium phosphate, monobasic, anhydrous A.R (DS0099), 50 mg of Saponin, A.R (DS0100) and 500 mg of Sodium dithionite, A.R (DS0101) in transparent bottle containing 50 ml of Molecular Biology Grade Water (ML024).	Molecular Biology Grade Water (ML024) containing the powders is vigorously mixed and allow the bubbles to settle. The solution becomes clear. Dispense the Solubility test reagent with the help of a dropper in the reaction tubes till the line marked on the tube.
50	Add 21.5 g of Potassium phosphate, dibasic, anhydrous, A.R (DS0098), 16.9 g of Potassium phosphate, monobasic, anhydrous, A.R (DS0099), 100 mg of Saponin, A.R (DS0100) and 1g of Sodium dithionite, A.R (DS0101) to 100 ml of MB Grade water (ML024).	Molecular Biology Grade Water (ML024) containing the powders is vigorously mixed and allow the bubbles to settle. The solution becomes clear. Dispense the Solubility test reagent with the help of a dropper in the reaction tubes till the line marked on the tube.

Procedure

- Add required quantity of Potassium phosphate, dibasic, anhydrous, A.R (DS0098), Potassium phosphate, monobasic, anhydrous, A.R (DS0099), Saponin, A.R (DS0100) and Sodium dithionite, A.R (DS0101) in empty reaction tube. This is the Reagent Mix.
 - Add Molecular Biology Grade Water (ML024) to the tube containing weighed Reagent Mix as indicated in "General Preparation Instructions" section.**NOTE:** Mix the tube vigorously for 30 seconds and allow the bubbles to settle. Now the Solubility Test Reagent is ready. (Refer to General Preparation Instructions)
- Gently add a drop of freshly collected blood with the help of a Sample Dropper.
NOTE: Anticoagulated blood should be used if the test is not performed on freshly collected blood sample.
- Gently mix the tubes for 10-15 seconds.
- Allow the tubes to stand for 10 minutes at room temperature.
- Place the tube in the Test Tube Stand provided with the kit and read for turbidity.

.....

Sr.No/ क्रमांक/ अनु. क्र./ सित्यवेल /बंघर/ नम्वर	Turbidity/ म्जैलापन/ गडुळता/ टांभागाटे	Clarity/ स्वच्छता/ स्वच्छता/ टांभागाटे	Visibility of black lines through the tubes/ व्ज्युची के माध्यम से काली रेखाओं की दृश्यता/ परिशामनीतून काळ्या रेषा दिसणे/ टयूब माथील काली रेखादरळुके दृश्यता/ उड्डिवअद मरळ मांडि काठ्या इतपार प्रशामनाच	Interpretation/ व्याख्या/स्पष्टिकरण/ व्याख्या/ गाथा
I	No / न्ही/ नाहि/ छैन/ ना	Yes/ हों/ हो/ हो/ वॉ	Yes/ हों/ हो/ हो/ वॉ	Normal/ सामान्य/ सामान्य पेशी/ सामान्य/ सुग्
II	Yes/ हों/ हो/ हो/ वॉ	No/ न्ही/ नाहि/ छैन/ ना	No/ न्ही/ नाहि/ छैन/ ना	Sickle cell/ सिक्ल सेल / दात्र पेशी/ सिक्ल सेल / अश्रित गज

- 1
- 2
- 3

MBP007 हाई - सिक्ल किट

(हिमोग्लोबिन एस का पता लगाने के लिए घुलनशील परिक्षण)(हिन्दी)

उत्पाद कोड	अभिकर्मकव्यामूली उपलब्ध कराई गई	MBP007
DS0098	पोटेशियम फॉस्फेट, डायबेसिक, मिर्जल, ए.आर.	२X १0.७५ ग्राम
DS0099	पोटेशियम फॉस्फेट, मोनोबेसिक, मिर्जल, ए.आर.	२X ८.४५ ग्राम
DS0100	सैपोनिन, ए.आर.	२X ५० मि.आ.
DS0101	सोडियम डाइथियोनाइट, ए.आर.	२X ५०० मि.आ.
ML024	आण्विक ज्यीवविज्ञान ग्रेड जल	२X ५० मि.ली

किट के साथ अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई

साहित्य	५० टेस्ट के लिए
आरती प्रतिरिक्ष्या व्ज्यु	५० नम
टेस्ट व्ज्यु स्टैंड	१ नम
ड्रॉपर	१ नम
सैपल ड्रॉपर	५० नम

परिचय

मानव हिमोग्लोबिन दो जोड़ी ग्लोबिन श्रृंखलाओं से बनाया है, जिन्हमें से प्रत्येक में एक हीम समूह जुड़ा होता है। प्रत्येक श्रृंखला में हीम पॉकेट में हीम समूह का बंधन अणु की ऑक्सीजन-बद्हन बगलता के लिए महत्वपूर्ण है और पूरे अणु को स्थिर करता है। हिमोग्लोबिन को संरचना में परिवर्तन आमतौर पर बिंदु अपरिवर्तन के कारण होता है जो ग्लोबिन श्रृंखलाओं में अमीनो एसिड के लिए कोडोन को प्रभावित करता है। सिक्ल सेल एनीमिया में, कोडोन स्थिति ६ एट β-श्रृंखला में एक बिंदु अपरिवर्तन (ग्लूमीन से वॉलीन) के परिवर्तनरूपक सामान्य ब्यूटामाइन से बनाया वॉलन को एमग्लोबिन होती है। परिवर्तनी असात्मक β1-श्रृंखलाएं सामान्य β1-श्रृंखलाओं के साथ मिलकर असात्मक हिमोग्लोबिन (Hb) बनाती हैं।एथीयर कम ऑक्सीजन तनाव स्थितियों में उत्पन्न रूप से घुलनशील होता है जो एक जेल बनाता है और पड़ोसीलेटी संरचनाओं वा टैक्टोइड्स में पोलिमेराइज होता है। यह जल-रात कोशिकाओं को सिक्का कर देता है जिससे वे कठोर और हींसियन हो जाती हैं।

• एथीयर सामान्य हिमोग्लोबिन
• एथीयर सिक्ल सेल विशेषता
• एथीयर सिक्ल सेल एनीमिया

सिक्ल सेल एनीमिया (सम्पुञ्जजी एधरस) वाले व्यक्तियों में कई अंग प्रणाली को संवंधनी अवरोध, गंभीर हेमोलिटिक एनीमिया और हाइपोरिसेम के साथ प्रारंभिक मृत्यु हो सकती है।सिक्ल सेल विशेषता (सिक्मजुञ्जजी एधरस) वाले व्यक्ति आमतौर पर स्वस्थहीन होते हैं। हालांकि, कम ऑक्सीजन तनाव की कुछ स्थितियों जैसे कि एनेस्थीसिया के दौरान हाइपोरिसिया, खराब दवाय वाले हवाई अड्डान में उड़ान, गंभीर निर्मोचनी, इन व्यक्तियों को सिक्ल सेल संकट का अनुभव हो सकता है।

हाई-सिक्ल किट

यह किट घुलनशीलता परीक्षण अभिकर्मकों में एथीयर और एथीयर के बीच घुलनशीलता अंतर पर आधारित हेमजल लाल कोशिकाओं को ऐसे घोल में डाला जाता है, तो वे घुलन गठ हो जाती हैं। सार्फंडल लाल कोशिकाओं से विकलने वाले हिमोग्लोबिन को किट के साथ प्रदान किए गए अभिकर्मक मिश्रण द्वारा कम किया जाता है। इन्टा प्रतिरिक्ष्या के कारण मूत्रे का अवशोषण होता है जिससे प्रतिरिक्ष्या मिश्रण में गंलगाज आ जाता है।हाइएथीक, एथीयर, साथ ही अन्य हिमोग्लोबिन घुलनशील होते हैं जिससे प्रतिरिक्ष्या मिश्रण में स्पष्टता आती है। यह परीक्षण सरल और स्थिर खड़ीमिन परीक्षण है, हालांकि जिन नमूनों का परीक्षण सकारात्मक है, उनकी युधि वैद्युतकसंघयन द्वारा की जानी चाहिए ताकि गलत सकारात्मकता को संभावना कम हो सके।

अभिकर्मकों को संभालते समय सावधानियां

- कैवल प्रयोगशाला उपयोग के लिए अभिकर्मक।
- मुंह से पिघल न कंटे।
- अभिकर्मक माइक्रोबियल संरक्षण के कारण वा अकार्बिक तापमान के संपर्क में आने पर क्षयिक्ल हो सकता है।
- समान लॉट संख्या के अभिकर्मक का उपयोग करें। विभिन्न लॉट संख्याओं के अभिकर्मकों को आपस में न बदलीं।

गुणवत्ता नियंत्रण

प्रत्येक परीक्षण इत्र सकारात्मक और नकारात्मक रक्त नमूने के साथ किया जाना चाहिए।

भंडारण

तापमान ५० °C से अधिक न रखें क्योंकि रसायन नमी को अवशोषित कर सकते हैं और गुच्छे बना सकते हैं। सूजन की रोशनी के रीधे संपर्क में आने से बचें। घुलनशीलता किट में पाउडर की शेल्फ लाइफ दो वर्ष है (यदि उचितरहित शर्तों पर संज्हीत किया जाता है।)

तेव्यार अभिकर्मक बोल को २-८°C पर ४ दिनों तक भंडारित किया जा सकता है।

नमूना संग्रह और तैयारी

Remark

- Negative control samples can be collected from normal, healthy individuals.
- All positive results should be confirmed by running agarose gel electrophoresis (MBP001 and MBP008).
- The results of the test should be correlated with clinical findings to arrive at the final diagnosis.

Limitations of the test

- Conditions like severe anemia (hemoglobin level less than 7 gm/dL) can result in false negatives.
- Fetal hemoglobin more than 25% can result in false negative results.
- Coarse flocculation in the reaction tube may occur if abnormal concentrations of elevated total serum proteins are present.
- Presence of hemoglobin C Harlem which is very rare, may react the same way as hemoglobin S.

References

- A rapid whole blood solubility test to differentiate the sickle-cell trait from sickle-cell anaemia R.G. HUNTSMAN, G.P.T.BARCLAY, D.M.CANNING , AND G.I.YAWSON.
- Practical Haematology, Sir John Dacie, Ninth edition, 2001.
- Clinical Diagnosis and Management , J.B Henry , 20 Edition , 2001.

Technical Assistance

At HiMedia we pride ourselves on the quality and availability of our technical support. For any kind of technical assistance mail at mb@himedialabs.com.

एम् बी पी 007 हाय- सिकेल किट (हाय दात्र संघ)

(हिमोग्लोबिन एस् च्या तपासासाठी विद्राव्यता चाचणी) (मराठी)

उत्पादनाचे नाव	सोबत पुरवलेले रसायने / साहित्ये	एम् बी पी 0०7
		50 चाचणी
DS0098	निर्जलीत डायबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर	2X10.75 ग्रॅम
DS0099	निर्जलीत मोनोबेसिक पोटेशिअम फॉस्फेट, ए. आर	2X8.45 ग्रॅम
DS0100	सॅपोनिन, ए. आर	2X50 मिली ग्रॅम
DS0101	सोडिअम डायथायोनाइट, ए. आर	2X500 मिली ग्रॅम
ML024	आण्विक जैवशास्त्र दर्जाचे पाणी (मॉलिक्युलर बायोलॉजी)	2X50 मिली लिटर

साहित्य	50 चाचणी
रिकाम्या प्रतिरिक्ष्या नळ्या (परिशामनळ्या)	50 नम
परिशामनळी स्टॅन्ड / पात्र	1 नम
ड्रॉपर	1 नम
सैपलल ड्रॉपर	50 नम

हाय-विरोध किट (हाय-जलद दात्र संघ)

हा संघ, विद्राव्यात रसायन चाष्णीत आढळना-वा एच बी-एच (हिमोग्लोबिन -एच) आणि एच बी-ए (हिमोग्लोबिन -ए)

हायपातीव विद्राव्यता फरकदार आधारित आहे. जाता ड्रायंगत जेव्हा तांबड्या रखा पेशीचा समावेश केला जातो, तेव्हा त्यांचे विघटन घट्ट होते. ह्या विघटित तांबड्या पेशींमधून बाहेर पडलेल्या हिमोग्लोबिनचे घट्टन, संघात पुढकेल्या रसायन मिश्रणने होते. ह्या प्रतिरिक्ष्यामुळे, ड्रायंगतील हिमोग्लोबिन-एच से पान स्वच्छता रूपांतर होऊन ड्रायंग घट्ट / अपावदर्शक (पूडळ) बनते आणि शिद्राज असलेले हिमोग्लोबिन-ए व इतर हिमोग्लोबिनमुळे ड्रायंगता पावदर्शकता प्राप्त होते. हे परिक्षण सोपे निरिक्षण करवणे आहे. तपरीवेलेल, परिशामत सकारात्मक परिशम दर्शनामन-वा मुमुनाची इलेक्ट्रोफोरेसीस पद्धतीने खात्री करून घ्यावी; असायुद्धे बुकीचे सकारात्मक निकाल वेग्याची सधी कमी होते.

रसायने हाताळनामान घ्यायची काळजी

- दिलेल्या रसायनाचा वापर फक्त प्रयोगशाळेच्या वापरासाठी आहे.
- तोड्यावारे नवीचा वापर करून रसायने हाताळू नका.
- पंतुसंसर्गामुळे किंवा आर्यवीक तापमानाच्या संपर्कामुळे रसायनांचे नुकसान होऊ शकते.
- समान Batch No. मधील (सॅम ब्रमांकाची) रसायने वापरावीत. वैगळेक्या Batch No. मधील (सॅम ब्रमांकाची) रसायने एकमेकांसोबत आढलत-बदल करू नका.

दर्जा नियामक :

प्रत्येक चाष्णी / परिशम हे मरिहत असलेल्या वेग असलेल्या व नसलेल्या रखाच्या मुमुनासोबत कराची.

सादा :

साठवणीचे तापमान 50 डिग्री सेल्शीयस पेक्षा जास्त अनु. नये; अधिक तापमानामुळे हवेतील आर्द्रता गोप्यु रासयनिक पावडरमध्ये गाठी निर्माण होऊ शकतात. प्रखर सूर्यकिरणामासून दूर ठेवा. विद्राव्यता संघातील, रसायने (नमूद केल्ल्या अटीनुसार

- 1
- 2
- 3

.....

संयुर्ग रक्त को एक बयका-रोधी व्ज्यु (इंडीटीए, सोडियम साइट्रेट, सोडियम वा पोटेशियम ऑक्सालेट वा हेपरिन) में एकत्र करें। एक बयकारोधी युक्त व्ज्यु में रक्त (मजज, सोडियम साइट्रेट, सोडियम वा पोटार-रिसियम ऑक्सालेट वा हेपरिन)। परिक्षण से पहले मोजम वा रक्त पयर्वां पर कोई प्रतिबंध आवश्यक नहीं है। सामान्य तैयारी निर्देश

- मॉलिक्युलर बायोलॉजी ग्रेड वाटर (ML024) में पोटेशियम फॉस्फेट, डायबेसिक, मिर्जल, ए.आर. की आवश्यक मात्रा तैलें (DS0098), पोटेशियम फॉस्फेट, मोनोबेसिक, मिर्जल, A-R (DS0099), सैपोनिन, A-R (DS0100) और सोडियम डाइथियोनाइट, A-R (DS0101) कि आवश्यक मात्रा मिलाएँ। यह अभिकर्मक मिश्रण है।
- सर्वप्रथम को रक्त तब जोर से मिलाएँ जब तक कि घोल पूरी तरह से साफ न हो जाय। बुलबुले को व्यवस्थित होने दें।
- यह उपयोज के लिए तैयार घुलनशीलता परीक्षण अभिकर्मक है।

नोंद: प्रत्येक प्रयोग से पहले अभिकर्मक ताजा तैयार किया जाना चाहिए। ताहिका नंबर एक

की संख्या तैयारी	जांचे वाले पाउडर की मात्रा	प्रत्येक व्ज्यु में साफ और साफ पाणी की मात्रा डाली जाती है
२५	१०.७५ ग्राम पोटेशियम फॉस्फेट, डिबेसिक, मिर्जल, A-R (DS0098), ८.४५ ग्राम प	

MBP007 হাৰ্ছ–সিকল কিট (হেমোগ্লোবিন এস পতা लगाउन घुलनशीलता परीक्षण) (नेपाली)

उपचान कोड	अभिकर्मक / सामग्री प्रदान गरिवो	MBP007
		५० टेस्टको लागि
DS0098	पोटासियम फस्फेट, ड्राईबेसिक, निर्जल, ए. आर	2X 10.75g
DS0099	पोटासियम फस्फेट, मोनोबासिक, निर्जल, ए. आर	2X 8.45g
DS0100	सायोबीन, ए. आर	2X 50mg
DS0101	सोडियम ड्राईथियोसाइट, ए. आर	2X 500mg
ML024	आणविक जीवविज्ञान ग्रेड पानी	2X 50ml

सामग्री	५० टेस्टको लागि
खाली प्रतिक्रिया द्रब्यहरू	50 नम्बर
टेस्ट द्रब्य स्ट्यान्ड	1 नम्बर
ड्रूपिर्	1 नम्बर
सैपल ड्रूपिर्	50 नम्बर

परिचय

मानव हेमोग्लोबिन दुई जोडी ग्लोबिन चैनहरूबाट बनेको हुन्छ जसमा हेम समूह जोडिएको हुन्छ। र प्रत्येक चैनमा हेम पकेटमा हेम समूहलाई बाँध्नु आवश्यक बनेको लागि महत्वपूर्ण छ। अणु र सम्पूर्ण अणु स्थिर गर्दछ। हेमोग्लोबिन को संरचना मा परिवर्तन सामान्यतया हो बिन्दु उत्पत्तिद्वारा ल्याइएको जसले ग्लोबिन चैनहरूमा एमिनो एसिडहरूको लागि कोडिड असर गर्छ। सिकल सेल एनलीमियामा, कोडीन स्थिति ६ मा β-चैनमा बिन्दु उत्पत्तिद्वारा (GAG to GTG) ले सामान्य ग्लुटामाइनको सट्टमा भ्यालिनको एन्कोडिडमा परिणाम दिन्छ। परिणामस्वरूप असामान्य β-चैनमा सामान्यसँग मिल्दछन् β-असामान्य हेमोग्लोबिन एस (HbS) बनाउन को लागि चैनहरू। कम अक्सिजन लेाव अवस्थाहरूमा HbS खराब रूपम घुलनशील हुन्छ जेल बनाउने र फाइ् ब्रलरी संरचना मा ट्याक्टोइडमा पोलिमराइज गर्न। यसले रातो रक्त कोशिकाहरूलाई विकृत गर्छ तिनीहरूलाई कठोर र सिकल बन्नको लागि।

- HbA** सामान्य हेमोग्लोबिन
- HbAS** सिकल सेल विशेषता
- HbS** सिकल सेल एनीमिया

सिकल सेल एनीमिया (होमोजिजस एस/एस) भएका व्यक्तिहरूमा वारसुलर अवदोका साथ प्रारम्भिक मृत्यु हुन्छ। बहुर्र अंग प्रणाली, गम्भीर हेमोलाइटिक एनीमिया र हाइड्रोथिसया। सिकल सेल विशेषता भएका व्यक्तिहरू (Heterozygous A/S) सामान्यतया एसिम्टोमेटिक हुन्छन्। यद्यपि, अक्सिजन कम हुने निश्चित अवस्थाहरूमा एनेस्थेसियाको समयमा हाइपोथिसया जस्ता नराम, कम दबाव भएको हवाइजहाजमा उडान, गम्भीर जिनोमिया, यी व्यक्तिहरूले सिकल सेल संकट अनुभव गर्न सक्छन्।

हार्ड-सिकल किट

यो किट HbS र HbA बीच घुलनशीलता परीक्षण अभिकर्मक मा घुलनशीलता मिल्नता मा आधारित छ। जब रातो कोशिकाहरू यस्तो समाधानमा प्रस्तुत गरिन्छ, तिनीहरू तुरुन्तै LYE गर्छन्।

लाइसेन्डबाट हेमोग्लोबिन निस्कन्छ रातो कोशिकाहरू, किटको साथ प्रदान गरिएको अभिकर्मक मिक्स द्बारा घटाइन्छ। यो प्रतिक्रियाले HbS को अक्षेपण निम्त्याउँछ जसले प्रतिक्रिया निष्पन्नको टर्बिडिटी निम्त्याउँछ। यद्यपि, HbA, साथै अन्य हेमोग्लोबिनहरू घुलनशील अणुपि छन् प्रतिक्रिया निष्पन्न मा स्पष्टता को लागि। यो परीक्षण सरल र स्थिर स्क्रॉनिंग परीक्षण हो, यद्यपि परीक्षण गरिएका नमूनाहरू सकारालक हनुपर्छ False Positives को संभावना कम गर्न को लागी इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पुष्टि गरियो।

- अभिकर्मकहरू ह्यान्डल गर्दा सावधानीहरू
- प्रयोगशाला प्रयोगको लागि अभिकर्मक मा।
- नुस्रबाट पिपेट नगर्नुहोस्।

7

किटैर साथै देओया अन्याना उपकरण

उपकरण	50 टेस्टैर ज्या
थालि टेस्ट टिउव	50 नम्बर
टेस्ट टिउव स्ट्यान्ड	1नं
ड्रुपार	1नं
मिनि फिस्त्रो 0.025 मिलि माइक्रोपिपेट	1नं
साम्पल ड्रुपार	50 नम्बर

डुमिका

मानव हिमोग्लोबिन दुটি जेोडा ग्लोबिन चेइन थেকে गठित হয় য়ার প্রতিটিতে একটি হিম গ্রুপ যুক্ত থাকে। হিমোগ্লোবিনের স্থিতি ও অক্সিজেন বহনের ক্ষমতার জন্য প্রতিটি চেনের হিম পকেটের সাথে হিম গ্রুপের সংযোগ অত্যাবশ্যক। গ্লোবিন চেনের অ্যামিনো এসিডের কোডিংএ পয়েন্ট মিউটেশনের কারণে হিমোগ্লোবিনের গঠনে পরিবর্তন হয়। সিকেল সেল অ্যানিমিয়ায়, কোডন পজিশন 6-এ ৪-চেইনে একটি পয়েন্ট মিউটেেশনের ফলে (GAG থেকে GTG) গ্লুটামিনের পরিবর্তে ভ্যালিন এনকোডিং করে। ফলে অস্বাভাবিক ৪-চেন স্বাভাবিক ৪-চেনের সাথে একত্রিত হয়ে অসুস্থ হিমোগ্লোবিন এস (HbS) কৈরী হয়। HbS কম অক্সিজেনের পরিস্থিতিতে কম দ্রবীভূত হয়ে একটি জেল তৈরী করে এবং পলিমারাইজ হয়ে ফাইব্রিলারি স্ট্রাকচার বা ট্যাকটোয়েড গঠন করে। এটি লোহিত রক্তকণিকাকে বিকৃত করে তাদের অনমনীয় করে এবং রক্তের অথবা সিকেলের আকার ধারণ করে।

- HbA সুস্থ হিমোগ্লোবিন**
- HbAS সিকেল হিমোগ্লোবিন বৈশিষ্ট্য**
- HbS সিকেল সেল অ্যানিমিয়া**

সিকেল সেল অ্যানিমিয়া (হ্যেমোজাইপাস s/s) অক্সাল্ড ব্যাক্টিদের অকাল মৃত্যু গুরুতর হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, অক্সিজেন স্বল্পতা অথবা একাধিক অঙ্গ রক্তনালী প্রবাহে বাধার কারণে হতে পারে। সিকেল সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তি (Heterozygous A/S) সাধারণত উপসর্গবিহীন হয়। তবে কিছু বিশেষ কারণে অক্সিজেনের স্বল্পতার সময়ে, যেমন অ্যাস্থেনিয়ার সময়, যদি বিমানে অক্সিজেন চাপ সঠিক ভাবে বজায় না থাকে, গুরুতর নিউমোনিয়ার সময় এই ব্যক্তির সিকেল সেল সংকট অনুভব করতে পারে।

হাই-সিকেল কিট

এই কিটিট HbS এবং HbA-এর দ্রবণীয়তার পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। যখন লোহিত রক্তকণিকা একটি বিশেষ তরল মিশ্রনে মেশানো হয় তখন সেগুলি তৎক্ষণাৎ ফেটে যায়। এই কিটের সাথে সরবরাহ করা রিএজেন্ট মিক্স দ্বারা লোহিত কণিকা থেকে নিঃসৃত হিমোগ্লোবিন বিজারিত হয়। এর ফলে HbS এর দ্রবণীয়তা কমে যায়, রিঅ্যাকশন মিক্স অস্বচ্ছ হয় এবং তা িথিয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু HbA এবং অন্যান্য হিমোগ্লোবিনগুলি রিজেন্ট মিক্সে দ্রবীভূত থাকে আর এর ফলে তা একদম স্বচ্ছ দেখতে হয়।

এই পরীক্ষাটি সহজ এক স্ক্রিনিং পরীক্ষা। সকল পসিটিভ রেজাল্টগুলি ইলেক্ট্রোফোরেসিসের সাহায্যে পুনরায় পরীক্ষা করা উচিত যাতে ফলস পসিটিভ স্যাম্পল গুলি নির্ধারণ করা যায়।

রিএজেন্ট নিয়ে কাজ করার সময়ে নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলি মেনে চলা উচিত:

- শুধুমাত্র পরীক্ষাগার ব্যবহারের জন্য
- মুখ দিয়ে পিপেট করবেন না।
- মাইক্রোবায়াল দূষণ বা উচ্চ তাপমাত্রায় রিএজেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে

- মাইক্রোবিয়াল দ্রুদ্রুণ বা এক্সপোজরকো কারণে অভিকর্মক স্তিগ্রাস্থ্য হ্রন সত্ধ ঘরম তাপমাত্রা সন্ম।
- সময় ধেরে সংঝ্যাহ্রককো অভিকর্মক প্রয়োগ গর্নুহো্। বিমিন্ন লটকো অভিকর্মক সংঝ্যাহ্রত আচান্‌প্রদান নগর্নুহো্।

গুপস্‌তর নিয়ন্‌ন্‌ন

প্রত্‌যেক পরীক্ষণ জ্‌হাত সকারাত্মক র নকারাত্মক রগত নমূন্‌না সঁগ প্রদর্শন গর্নুপর্‌ছ।

মশ্‌কারণ

৭০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াসমন্‌দা মাথিককো তাপক্রম জনাঝ্‌হুহো্‌ ফিনমন্‌হে রসায়নহ্রক্‌লে অঁসিলে অ্‌বশোষিত গর্‌ন সত্‌ধ র বলন্‌ম্পূহ্রত বনাজ সত্‌ধ। সূর্‌যকো কিরণকো প্রত্‌যধ জঁসিগঝাট বঝ্‌হুহো্‌। ঘুলনশীলতা ফিটমা পাডহ্রক্‌কো শেট্‌ক জীবন দো বর্‌ষ হ্‌নুধ (যদি মশ্‌কার গরি়েকো উল্‌লেখিত অবস্থ্যমা)। ত্‌য়ার অভিকর্মক ঘোল র –C ডিগ্রী সেল্‌সিয়াসমা ৬ দিনকো লামি মশ্‌কারণ গর্‌ন সফিন্‌ন।

নমূন্‌না সত্‌ধকলন র ত্‌য়ারী

পূর্‌ে রগত এন্‌দীকোমুলেট্‌ যু্‌বল দ্‌বুধ (EDTA, সঁধি্‌য়ম সাড্‌ট্রেট, সঁধি্‌য়ম বা পোটাসি়য়ম) মা জন্‌মা গর্‌নুহো্‌ অ্‌বসলেট বা হেপরি্‌ন। দ্‌বুধ (EDTA, সঁধি্‌য়ম সাড্‌ট্রেট, সঁধি্‌য়ম বা পোটাসি়য়ম অ্‌বসলেট বা হেপরি্‌ন)। পরীক্ষণ গর্‌নু অঁধি জাঝা বা তরল পদার্থহ্রক্‌মা কুন্‌হে প্র্‌তিবন্‌ধ্‌ আবশ্‌যক উ্‌ন

সামান্‌য ত্‌য়ারী নির্‌দর্‌শনহ্রক্‌

১. আণ্‌বিক জীব্‌বিজ্‌্ঞান গ্ৰেড পানীমা (ML024) আবশ্‌যক মাত্রামা পোটাসি়য়ম ফা্‌স্‌ফেট, ড্‌াড্‌বেসিক, এনহ্‌াড্‌স্‌, এ. আর (DS0098), পোটাসি়য়ম ফা্‌স্‌ফেট, মোনোবাসিক, নির্‌জল, AR (DS0099), Sapoin A.R. (DC0100) র সঁধি্‌য়ম dithionite A.R. (DS0101) থ্‌য্‌হুহো্‌। য়ে অভিকর্মক মি্‌ক্স হো।

- সমাদান পূর্‌ণ রূপমা স্‌য্‌ধ নম্‌এস্‌মন্‌ মিল্‌ম্‌বনলার্‌ই জঁওডদর রূপমা মিলেড্‌যুহো্‌। পানীকা থোপাহ্রক্‌লার্‌ই বসঁোবাস গর্‌ন অ্‌নুন্নতি দিবুহো্‌।
- যো ঘুলনশীলতা পরীক্ষণ অভিকর্মক প্রয়োগ গর্‌ন ত্‌য়ার ছ।

কো সংঝা ত্‌য়ারীহ্রক্‌	গর্‌নুপর্‌ন পাডককো মাত্রা	সঝা র সঝা পানী কো মাত্রা প্রত্‌যেক দ্‌বুধমা থ্‌য্‌হুহো্‌
২৬	৭০.৬৭ গ্রাম পোটসিয়ম ফা্‌স্‌ফেট, ড্‌াড্‌বাসিক নির্‌জল AR (DS0098) পোটাসিয়মকো C.৬৬ গ্রাম ফা্‌স্‌ফেট, মোনোবাসিক নির্‌জল AR (DS0099) Saponin কো ৭০ মিলীগ্রাম AR (DS0100) র ৭০০ মিলিগ্রাম সঁধি্‌য়ম dithionite AR (DS0101) য়ার্‌দর্‌শী মা আণ্‌বিক জীব্‌বিজ্‌্ঞান গ্ৰেড সন্‌মার্‌শে মৌতল পানী (ML024)	আণ্‌বিক জীব্‌বিজ্‌্ঞান গ্ৰেডকো ৭০ মিলীলীটর বিতরণ গর্‌নুহো্‌স পানী (৬২০২৬) য়ার্‌দর্‌শী মৌতলমা (হৌন্‌ন প্রদান গরি়েকো) তৌল পাডড সন্‌মার্‌শে ই্‌যরকো মদদলে (প্রদান গরি়েকো ফিট) কডা রূপমা মিলম্‌বন নিষ্‌প্‌ন্ন র অ্‌নুন্নতি দিবুহো্‌স পানীকা থোপাহ্রক্‌লাই মিলেড্‌ন। সমাদান বন্‌ধ স্‌য্‌ধ ঘুলনশীলতা পরীক্ষণ অভিকর্মককো সাধ বিতরণ গর্‌নুহো্‌স সন্‌ম্ন প্রতিক্‌িয়া দ্‌বুধ কা ই্‌যর কো মদদর দ্‌বুধমা ফিহ্ন লগা়্‌ছকো হেঝা
50	২৭.৭ গ্রাম পোটসিয়ম ফা্‌স্‌ফেট, ড্‌াড্‌বাসিক, নির্‌জল AR (DS0098), ৭৬.৭ গ্রাম পোটসিয়ম ফা্‌স্‌ফেট, মোনোবাসিক, নির্‌জল AR (DS0099) ৭০০ মিলিগ্রাম Saponin AR (DS0100) র ৭ গ্রাম সঁধি্‌য়ম ড্‌িথিওনাইট AR (DS0101) পদ য়ার্‌দর্‌শী মৌতল (প্রদান গরি়েকো টেব)	আণ্‌বিক বায়োলজী গ্ৰেডকো ৭০০ মিলীলীটর বিতরণ গর্‌নুহো্‌স পানী (ML024) য়ার্‌দর্‌শী তৌলেকো পাডড সন্‌মার্‌শে ই্‌যরকো মদদতা জঁওডদর রূপমা নিষ্‌প্‌ন্ন গর্‌নুহো্‌স মিলম্‌বন র পানীকা থোপাহ্রক্‌লাই বসঁোবাস গর্‌ন অ্‌নুন্নতি দিবুহো্‌স। সমাদান স্‌য্‌ধ হ্‌নুধ। বিতরণ গর্‌নুহো্‌স ঘুলনশৌলতা পরীক্ষণ অভিকর্মক কো মদদলে হেঝা সন্‌ম্ন প্রতিক্‌িয়া দ্‌বুধ কা ই্‌যর দ্‌বুধমা ফিহ্ন লগা়্‌ছকো ছ।

প্রক্রিয়া

১. আবশ্‌যক মাত্রামা পোটাসিয়ম ফা্‌স্‌ফেট, ড্‌াড্‌বেসিক, এনহ্‌াড্‌স্‌, এ আর (DS0098), পোটাসিয়ম ফা্‌স্‌ফেট মোনোবাসিক, নির্‌জল AR (DS0099). Saponin, AR (DS0100) র সঁধি্‌য়ম dithionite AR (DS0101) খালী প্রতিক্‌িয়ামা দ্‌বুধমা রাখ্‌যুহো্‌। য়ে অভিকর্মক মি্‌ক্স হো।

- তৌল ম্‌ড়েকো দ্‌বুধমা আণ্‌বিক জীব্‌বিজ্‌্ঞান গ্ৰেড বাটর (ML024) থ্‌য্‌হুহো্‌স অভিকর্মক নিষ্‌প্‌ন্ন ‘‘ সামান্‌য ত্‌য়ারী নির্‌দর্‌শনহ্রক্‌’’ রূপধমা সংকেত গরি়ে অ্‌নুসার। নোট : ৯০ সেকঁন্‌ডকা লামি দ্‌বুধলার্‌ই জঁওডদর রূপমা মিলেড্‌যুহো্‌স র বনলহ্রত বনল অ্‌নুন্নতি দিবুহো্‌স। অ্‌ব ঘুলনশীলতা পরীক্ষণ অভিকর্মক ত্‌য়ার ছ। (সামান্‌য ত্‌য়ারী নির্‌দর্‌শনহ্রত হের্‌নুহো্‌স)
- বিস্তারি এট্‌ ব্লক তাঝা সঁকলন গরি়েকো সন্‌ম্পূর্‌ণ রগতকা নমূন্‌না প্রত্‌যেক প্রতিক্‌িয়া দ্‌বুধমা থ্‌য্‌হুহো্‌স সঁপল ড্ৰূপির্ (প্রদান গরি়েকো) কো মদদতলে।

নোট : যদি পরীক্ষণ মর্‌র্‌ই গরি়েকো টেব ন্‌হে এন্‌দীকোমুলেট্‌ রগত প্রয়োগ গর্‌নুপর্‌ছ রগতকো নমূন্‌না সঁকলন।

- বিস্তারি ৭০- ৭৬ সেকঁন্‌ডকো লামি দ্‌বুধহ্রক্‌ মিলেড্‌যুহো্‌স।
- দ্‌বুধহ্রক্‌লার্‌ই কোতাকো তাপক্‌লতা ৭০ মিনেটসম্ম্ন স্‌ঝা হ্‌নু দিবুহো্‌স।
- কিটকো সাধ প্রদান গরি়েকো টেট দ্‌বুধ স্‌ত্‌যাল্‌ডমা দ্‌বুধ রাখ্‌যুহো্‌ র টর্‌বির্‌ডিটীকো লামি পব্‌নুহো্‌।

8

- একই নটের রিএজেন্ট ব্যবহার করুন। বিভিন্ন নটের রিএজেন্ট একসাথে ব্যবহার করবেন না।

কোয়ালিটি কন্ট্রোল

প্রতিটি পরীক্ষায় একটি পরিচিত পসিটিভ এবং নেগেটিভ রক্তের নমুনা রাখা উচিত।

স্টোরেজ

50 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রা অতিক্রম করবেন না কারণ রাসায়নিকগুলি অর্ধগত শোষণ করতে পারে এবং ড্রপ্প স্তৈরি করতে পারে। সরাসরি সুর্য্যালোক কিটিট রাখবেন না। উল্লিখিত ভাবে কিটিট কে রাখলে রিএজেন্টগুলি একবছর ঠিক থাকবে। প্রস্তুত দ্রব্যটি 2-8°C তাপমাত্রায় 4 দিনের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

নমুনা সংগ্রহ এবং প্রস্তুতি

একটি অ্যান্টিকোয়াগুন্স্যান্টযুক্ত টিউব (EDTA, সোডিয়াম সাইট্রেট, সোডিয়াম বা পটাসিয়াম অক্সালেট বা হেপারিন) রক্ত সংগ্রহ করুন। পরীক্ষার আগে খাবার বা তরলের উপর কোন বিধিনিষেধের প্রয়োজন নেই।

সাধারণ প্রস্তুতির নির্দেশাবলী

1. প্রয়োজনীয় পরিমাণ পটাসিয়াম ফসফেট, ডাই ব্যাসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R (DS0098), পটাসিয়াম ফসফেট, মনোবেসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R. (DS0099), স্যাপোনিন A.R (DS0100) এবং সোডিয়াম ডাই থিওনাইট, A.R. (DS0101) 50 মিলিলিটার মলিকুলার বায়োলজি গ্রেড জলের (ML024) বোতল এ মিশিয়ে নিন। (টেবিল 1 দেখুন)। এটি রিএজেন্ট মিক্স।

2. দ্রব্যটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত খুব জোরে ঝাঁকান। কিচ্ছন স্থির ভাবে রেখে দিন যাতে সব বুদবুদগুলি মিলিয়ে যায়।

3. এই রিএজেন্ট দ্রবণীয়তা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত।

স্টেটব্য: প্রতিটি পরীক্ষার আগে এই রিএজেন্ট নতুনভাবে প্রস্তুত করা উচিত।

পরীক্ষার সংখ্যা	পাউডারের পরিমাণ	নির্দেশ
25	10.75 গ্রাম পটাসিয়াম ফসফেট, ডাই ব্যাসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R (DS0098), 8.45 গ্রাম পটাসিয়াম ফসফেট, মনোবেসিক, অ্যানহাইড্রাস A.R (DS0099), 50 মিলিগ্রাম স্যাপোনিন, A.R (DS0100) এবং 500 মিলিগ্রাম সোডিয়াম ডিথিওনাইট, A.R (DS0101) 50 মিলিলিটার মলিকুলার বায়োলজি গ্রেড জলের (ML024) বোতল এ।	মলিকুলার বায়োলজি গ্রেড জলের (ML024) বোতল খুব ভালো করে পাউডার জলের সাথে ঝাকিয়ে মিশিয়ে নিন। দ্রব্যটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত খুব জোরে ঝাঁকান। বোতলটি কিচ্ছন স্থির ভাবে রেখে দিন যাতে সব বুদবুদগুলি মিলিয়ে যায়। সন্মূর্বিলিটি পরীক্ষার জন্য ড্রুপারের সাহায্যে টেস্ট রিএজেন্ট থালি টিউবের দাগ পর্যন্ত নিতে হবে।
50	21.5 গ্রাম পটাসিয়াম ফসফেট ডাই ব্যাসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R (DS0098), 16.9 গ্রাম পটাসিয়াম ফসফেট, মনোবেসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R (DS0099), 100 মিলিগ্রাম স্যাপোনিন, A.R (DS0100), এবং 1 গ্রাম সোডিয়াম ডিথিওনাইট, A.R (DS0101) 100 মিলিলিটার মলিকুলার বায়োলজি গ্রেড জলের (ML024) বোতল এ।	100 মিলিলিটার মলিকুলার বায়োলোজি গ্রেডেড জল (ML024) বোতলের পাউডারের সঙ্গে খুব ভালো করে ঝাকিয়ে মিশিয়ে নিন। দ্রব্যটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত খুব জোরে ঝাঁকান। বোতলটি কিচ্ছন স্থির ভাবে রেখে দিন যাতে সব বুদবুদগুলি মিলিয়ে যায়। সন্মূর্বিলিটি পরীক্ষার জন্য ড্রুপারের সাহায্যে টেস্ট রিএজেন্ট থালি টিউবের দাগ পর্যন্ত নিতে হবে।

পদ্ধতি

1. প্রয়োজনীয় পরিমাণ পটাসিয়াম ফসফেট, ডাই ব্যাসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R (DS0098), পটাসিয়াম ফসফেট, মনোবেসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R (DS0099), স্যাপোনিন, A.R (DS0100) এবং সোডিয়াম ডিথিওনাইট, A.R (DS0101) থালি বোতলএ (টেবিল – 1) নিতে হবে। এটি রিএজেন্ট মিক্স।

স্টেটব্য:

বোতলটি 30 সেকেন্ডের জন্য ভালোভাবে মিশ্রিত করুন এবং বুদবুদগুলিকে স্থির হতে দিন। এখন দ্রবণীয়তা পরীক্ষা রিএজেন্ট মিক্স প্রস্তুত। (সাধারণ প্রস্তুতির নির্দেশাবলী পড়ুন)

নতিজাকো ঝাঝ্‌য়া: টেট দ্‌বুধ স্‌ত্‌যাল্‌ডমা টেট দ্‌বুধহ্রত রাখ্‌যুহো্‌ র বিরীক্ষণ গর্‌নুহো্‌স রানো উঝ্‌যালো বোঝমা পরিগাম।। নকারাত্মক - যদি সমাদান স্‌য্‌ধ ছ র কালো রেঝাহ্রত দেখিনে ছন্‌।।। সকারাত্মক - যদি ঘোল ফোহোর ছ র কালো রেঝাহ্রত দেখিদৈবন্‌

সি্‌লিয়ম নম্বর	টার্‌িবিটী	স্‌য্‌ধতা	দ্‌বুধ মার্‌ফেট কালো রেঝাহ্রককো দ্‌হ্‌যতা	ঝাঝ্‌য়া
৭	টেব	হো	হো	সামান্‌য
২	হো	টেব	টেব	সিকল সেল

পরিণাম ছবিহ্রক্‌কো লামি কৃপ্‌য়া পৃষ্ট নম্বর র হের্‌নুহো্‌স্‌ টিপ্‌যী

১ নকারাত্মক নিয়ন্‌ন্‌ন নমূন্‌নাহ্রত সামান্‌য, স্‌ব্‌স্‌থ্‌ য্‌খিতহ্রক্‌ঝাট সত্‌ধকলন গর্‌ন সফিন্‌ন।

২ সর্‌ই সকারাত্মক পরিণামহ্রত agaroe জেল ই্‌লেক্‌ট্রোফোরেসিস (MBP001 র MBP008) ঘলায় পুষ্টি গর্‌নুপর্‌ছ।

৩ অন্‌িন বিদানমা পুন্‌যকো লামি পরীক্ষণকো নতিজাহ্রত বিলম্বিকল নিচ্‌য্‌ক্‌হ্রক্‌সঁগ সন্‌ম্‌বিন্‌ধ্‌ হ্‌নুপর্‌ছ।

পরীক্ষণকো সীমাহ্রত

- গম্‌ধী র ব্‌বত্‌অ্‌য্‌ত্‌যা (হেমোগ্লোবিন স্তর ৩ gm/dL ধন্‌দ্য কম) অ্‌স্তা অবস্থ্যাহ্রক্‌লে গলত নকারাত্মক পরিণাম ল্‌যাডন সত্‌ধ।
- ধূপ হেমোগ্লোবিন ২৬ : ধন্‌দ্য বর্‌দী গলত নকারাত্মক পরিণাম হ্‌নু সত্‌ধ।
- প্রতিক্‌িয়া দ্‌বুধ মা মোটে সিস্‌বননসঁজপদ হ্‌নু সত্‌ধ যদি উন্‌য্‌ ঞ্‌ল কো অ্‌সামান্‌য সাঁদ্রতা সীরম প্রোটিনহ্রত ছন্‌।
- হেমোগ্লোবিন সী হাল্টেমকো উপস্থিতি जुन ধেরে দুর্‌লম छ. হেমোগ্লোবিন এস অ্‌স্তে প্রতিক্‌িয়া হ্‌নু সত্‌ধ।

প্রাধিধিক সহযোগ
হায়মিডিয়া মা হানী হান্নো প্রাধিধিক সহযোগকো গুণস্‌তর র উপলব্‌যতামা গর্‌ব গর্‌জঁ। কুন্‌ই পমি প্রকারকো লামি প্রধিধিক সহাযতা মেল mb@himedialabs.com

MBP007 হাই-সিকেল কিট

(হিমোগ্লোবিন এস সনাক্তকরণের জন্য দ্রবণীয়তা পরীক্ষা) (বাংলা)

কোড	রিএজেন্ট/উপাদান সরবরাহিত	50 টেস্টের জন্য
DS0098	পটাসিয়াম ফসফেট, ডায়বেসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R	2X 10.75 গ্রাম
DS0099	পটাসিয়াম ফসফেট, মনোব্যাসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R.	2X 8.45 গ্রাম
DS0100	স্যাপোনিন, এ.আর.	2X 50 মিলিগ্রাম
DS0101	সোডিয়াম ডাই থিওনাইট, A.R.	2X 500 মিলিগ্রাম
ML024	মলিকুলার বায়োলজি গ্রেড জল	2X 50 মিলিলিটার

কোড	রিএজেন্ট/উপাদান সরবরাহিত	50 টেস্টের জন্য
DS0098	পটাসিয়াম ফসফেট, ডায়বেসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R	2X 10.75 গ্রাম
DS0099	পটাসিয়াম ফসফেট, মনোব্যাসিক, অ্যানহাইড্রাস, A.R.	2X 8.45 গ্রাম
DS0100	স্যাপোনিন, এ.আর.	2X 50 মিলিগ্রাম
DS0101	সোডিয়াম ডাই থিওনাইট, A.R.	2X 500 মিলিগ্রাম
ML024	মলিকুলার বায়োলজি গ্রেড জল	2X 50 মিলিলিটার

৭

- প্রতিটি টিউবের লাইনের দাগ পর্যন্ত রিএজেন্ট মিক্স দিতে হবে। তার ঔপর খুব ধীরে ধীরে মিনি ফিঙ্গভে 0.025 মিলি মাইক্রোপিপেটের (একটি সরবরাহ করা হয়েছে) সাহায্যে 25µl সন্ধ্য সংগ্রহ করা রক্তের নমুনা যোগ করুন। মিনি ফিঙ্গভে 0.025 মিলি মাইক্রোপিপেট ব্যবহারের আগে কিটে দেওয়া টিপ্‌লাগিয়ে নিতে হবে।

স্টেটব্য: রক্তের নমুনা সংগ্রহের সাথে সাথে এই পরীক্ষা না করা গেলে অ্যান্টিকোয়াগুলেটেড রক্ত ব্যবহার করা উচিত।

3. একটি স্যাম্পল ড্রুপারের সাহায্যে সাহায্যেএক কৌটা সন্ধ্য সংগৃহীত রক্ত যোগ করুন

4. খুব হালকা ভাবে 10-15 সেকেন্ডের জন্য টিউবগুলি মিশ্রিত করুন।

5. টিউবগুলিকে ঘরের তাপমাত্রায় 10 মিনিটের জন্য স্থির ভাবে রেখে দিন।